

檢驗名稱	抗 β2 糖蛋白抗體	英文名稱	Anti-β2-glycoprotein-I Ab
檢驗代碼	12133	健保編號(點數)	12133B(300)
檢體種類	Serum(血清) 、Plasma(血漿)	檢驗方法	FEIA
採集容器	含 Gel 血清試管、含 Heparin、檸檬酸、EDTA 抗凝劑之抗凝管	受理時間	每天
採檢體量	血清 3ml 以上	報告時效	7 天
操作單位	部立台中醫院檢驗科	新增/修訂日期	2026.09.21 增訂
採檢注意 (病人準備)			
檢體保存	冷藏保存		
生物參考區 間	Negative : < 7 U/mL 無法判定 : 7-10 U/mL Positive : > 10 U/mL		
臨床意義	1.抗磷脂症候群（APS），亦是我們所稱的”Hughes syndrome”，是以典型的臨床症狀為特徵，例如動脈或靜脈的血栓形成，或者是習慣性流產伴隨抗磷脂抗體測試陽性。 2.抗磷脂症候群的分類標準於 2004 年在雪梨被修訂，除了臨床的分類標準之外，另列出 3 項實驗室檢測項目：狼瘡性抗凝素（lupus anticoagulant, LA）、抗心磷脂抗體（IgG/IgM）以及抗 β2-glycoprotein I 抗體（IgG/IgM）。其中抗 β2-glycoprotein I 抗體被認為是血栓形成與妊娠併發症的風險因子。 3.在 APS 診斷上，抗 β2-glycoprotein I 抗體顯示出較抗心磷脂抗體高的特異性，3-10% 的 APS 病人中，抗 β2-glycoprotein I 抗體可能是唯一陽性的檢測。抗 β2-glycoprotein I 抗體與子癲前症/子癲症的相關性可以幫助妊娠症候群的判定。 4.抗 β2-glycoprotein I 抗體檢測可以幫助 APS 的診斷，尤其是 APS 症狀明顯但抗心磷脂抗體與狼瘡性抗凝素檢測結果為陰性的病患。		
備註	一、參考檢驗： Anti-Cardiolipin IgM、Lupus Anticoagulant、Anti-B2GPI IgM。 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 檢體可保存在 2-8℃約 7 天，如超過 7 天需保存在-20℃（分析冷凍檢體，只可解凍一次避免重複冷凍解凍分析物變質）。		