

# 學齡前期 定量噴霧器使用

1. 檢查吸藥輔助器單向薄膜是否損壞。



2. 上下搖動噴霧吸入器。



3. 接上面罩式吸藥輔助器。



4. 將吸藥輔助氣之面罩與嘴、鼻部密合成垂直狀。



5. 按壓噴霧劑一下劑量。



6. 自然呼吸6-10下(緩慢呼吸勿太急、太快，罩住口、鼻約20- 30秒時間)。

7. 使用後可漱口。



資料來源：照片由網路截取