

檢驗名稱	狼瘡抗凝血因子	英文名稱	Lupus anticoagulant test																															
檢驗代碼	08126	健保編號(點數)	08126B(800)																															
檢體種類	儘速離心-Plamsa 冷凍	檢驗方法	Werfen/Coagulation																															
採集容器	2 管淡藍蓋 PT 試管	受理時間	週一～週五																															
採檢體量	1.8 ml×2 管	報告時效	7 天																															
操作單位	大安聯合醫事檢驗所	新增/修訂日期	2026.09.21 增訂																															
採檢注意 (病人準備)																																		
檢體保存	冷藏保存																																	
生物參考區 間	參考值範圍： Lupus anticoagulant-DRVVT： Normalized dRVVT Ratio ≤1.2 Lupus anticoagulant (Mix)： Normalized Ratio (Mixing) ≤1.2 結果判讀： LA not detected LA present Factor deficiency /OAT (Oral Anti-coagulant Therapy) LA + Factor deficiency Other inhibitor / OAT (Oral Anti-coagulant Therapy)																																	
	判讀標準 <table><tr><td colspan="4">Lupus anticoagulant-DRVVT</td></tr><tr><td>LA Screen</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>LA Confirm</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Interpretation</td><td>LA not detected</td><td>LA present</td><td></td></tr></table> 加做 Lupus anticoagulant-(Mix) <table><tr><td colspan="4">Lupus anticoagulant-(Mix)</td></tr><tr><td>LA Screen (Mixing)</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>LA Confirm (Mixing)</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Interpretation</td><td>Factor deficient/OAT</td><td>LA + Factor deficient</td><td>Other inhibitor/OAT</td></tr></table> - : Normal, +: Abnormal, OAT: Oral Anti-Coagulant Therapy			Lupus anticoagulant-DRVVT				LA Screen	-	+	+	LA Confirm	-	-	+	Interpretation	LA not detected	LA present		Lupus anticoagulant-(Mix)				LA Screen (Mixing)	-	+	+	LA Confirm (Mixing)	-	-	+	Interpretation	Factor deficient/OAT	LA + Factor deficient
Lupus anticoagulant-DRVVT																																		
LA Screen	-	+	+																															
LA Confirm	-	-	+																															
Interpretation	LA not detected	LA present																																
Lupus anticoagulant-(Mix)																																		
LA Screen (Mixing)	-	+	+																															
LA Confirm (Mixing)	-	-	+																															
Interpretation	Factor deficient/OAT	LA + Factor deficient	Other inhibitor/OAT																															
臨床意義	dRVVT Screen 和 dRVVT Confirm 為定性體外診斷試劑，藉稀釋鎖蛇蛇毒測定方法（diluted Russell’s Viper Venom method）在血凝儀器上分析檸檬酸化人類血漿中狼瘡性抗凝血因子。dRVVT Screen 試劑中含少量磷脂質，所以能夠對 LA 敏感；dRVVT Confirm 試劑則是添加了雙層磷脂質以中和狼瘡性抗凝血因子的活性，縮短凝固反應時間。分析狼瘡性抗凝血因子時這兩項分析需同時進行。循環抗凝固物 CAC (Circulating Anticoagulant)免疫球蛋白主要有兩種，一種是干擾凝																																	

	固因子(specific factor)，一種是干擾凝固過程的磷脂質(lupus anticoagulant)，檢驗上當正常血漿無法矯正凝固檢查時，代表 CAC 的存在。CAC 上升於自發性或下列的疾病：SLE、RA、惡性腫瘤、慢性發炎例如潰瘍性腸炎、產後併發症、腎臟移植者，以及使用 chlorpromazine 或相類似的藥物。
備註	一、參考檢驗：Anti-Cardiolipin Ab 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 採檢後盡速離心分離血漿，冷凍保存。 (2) Lupus Confirm 異常，才會加做 Mixing Lupus test，因此 Mixing test 報告欄位可能不會有數值。 (3) 資料來源：大安聯合檢驗目錄。