

檢驗名稱	Allergen Specific Test	中文名稱	特異過敏原檢測	
檢驗代碼	300221/300222/300223/300224	健保編號(點數)	30022C(1620)	
檢體種類	Serum	檢驗方法	Immuno CAP 250 , Phadia	
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每週一~五	
採檢體量	3mL 以上	報告時間	7 天	
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院檢驗科	
採檢注意 (病人準備)	無			
檢體保存	2-8°C 保存			
生物參考區間	< 0.35 PAU/L			
臨床意義	屋塵蟎	Dermatophagoides pteronyssinus	藜	Chenopodium album
	德國蟑螂	Cockroach, German	貓毛	Cat epithelium and dander
	青黴菌	Penicillium notatum	狗毛	Dog dander
	芽枝黴菌	Cladosporium herbarum	蟹	Crab
	煙色麴菌	Aspergillus fumigatus	蝦子	Shrimp
	白色念珠菌	Candida albicans	酵母	Yeast
	交錯黴菌	Alternaria alternata	哈密瓜	Melon
	長蠕孢屬	Helminthosporium halodes	蛋白	Egg white
	狗牙根草	Bermuda grass	牛奶	Milk
	黑麥草	Lolium perenne	鱈魚	Fish (cod)
	豬草	Common ragweed	小麥	Wheat
	百喜草	Bahia grass	花生	Peanut
	車前草	Plantago lanceolata	大豆	Soya bean
	<p>上列過敏原，造成最嚴重的症狀是過敏性休克。蕁麻疹維持幾個小時或幾天，也常常是 IgE 過敏，主要的過敏原是食物，其它藥物、花粉、黴菌、動物皮屑、蜂刺也有可能產生此一症狀。濕疹還有一種來源是接觸性的，藥物軟膏、肥皂沐浴化妝品、服飾材質與配件類及殘留的清潔劑、還有職業上接觸染料樹脂等的過敏原。</p> <p>相關於於病人家族過敏的歷史、病人表現的症狀部位，家居環境，工作性質及場所，都可以協助選擇檢驗項目。</p>			

備註	一、參考檢驗：免疫球蛋白IgE、Eosinophil count過敏原定性檢驗。。 二、干擾因素：溶血、脂血、漂白劑。 三、注意事項：避免溶血、脂血。。
----	--

修訂日期：2024.10.1