

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| 檢驗名稱 | Anti-Cardiolipin IgM | 中文名稱 | 抗心脂抗體 |
| 檢驗代碼 | carm | 健保編號(點數) | 30028B(385) |
| 檢體種類 | Serum | 檢驗方法 | FEIA |
| 採集容器 | 含Gel紅頭管 | 操作時間 | 每週二、五 |
| 採檢體量 | 4 mL 以上 | 報告時間 | 6 天 |
| 送檢時間 | 每日 | 操作單位 | 部立台中醫院醫事檢驗科 |
| 採檢注意 (病人準備) | 無 | | |
| 檢體保存 | 2-8°C 保存 | | |
| 生物參考區間 | Negative : < 10 MPL-UmL Weak positive : 10-40 MPL-UmL Positive : >40 MPL-UmL | | |
| 臨床意義 | (1) 屬於anti-phospholipid antibodies (APA) 的一種。 (2) 與動脈栓塞、腫瘤、自體免疫、SLA、年輕婦女習慣性流產等有關。 (3) Anti-Cardiolipin antibodies可細分為IgM、IgG、IgA三項，以IgG與臨床疾病最具關聯性。 (4) Anti-CardiolipinIgM、IgA有可能單獨存在，也可能與IgG同時存在。 | | |
| 備註 | 一、參考檢驗： Anti-CardiolipinIgG、Lupus Anticoagulant、Anti-B2GPI IgG、Anti-B2GPI IgM。 二、干擾因素：慢性疾病(如惡性腫瘤)、梅毒及年紀大的人可能會出現偽陽性反應。 三、注意事項：避免溶血。 | | |

修訂日期：2024.10.1