

檢驗名稱	CYFRA21-1	中文名稱	CYFRA21-1 腫瘤標記
檢驗代碼	cyfra	健保編號(點數)	自費(1000)
檢體種類	Serum、Plasma	檢驗方法	chemiluminescentmicroparticle immunoassay
採集容器	含Gel紅頭管、EDTA紫頭管	操作時間	每週一~週六
採檢體量	4mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	0 ~ 2.08 ng/ml		
臨床意義	CYFRA 21-1血清濃度高表示腫瘤狀況惡化與預後的評估。		
備註	<p>一、參考檢驗：</p> <p>(1)CYFRA 21-1主要是用來監控非小細胞肺癌的病程(NSCLC)，亦適用於肌侵入性膀胱腫瘤的病程監控。對於良性的肺部疾病，如：肺炎、類肉瘤病(sarcoidosis)、結核病、慢性支氣管炎、支氣管氣喘及肺氣腫等CYFRA 21-1也呈現良好的特異性。</p> <p>(2)CYFRA 21-1血清濃度高表示腫瘤狀況惡化而且預後差。測定值正常或只有輕微上昇並不能排除腫瘤存在的可能性。</p> <p>二、干擾因素：溶血、脂血、黃疸、高劑量biotin治療。</p> <p>三、注意事項：無。</p>		

修訂日期：2024.10.1