

檢驗名稱	寄生蟲蟲卵 (直接抹片檢查)	英文名稱	Parasite ova
檢驗代碼	pova	健保編號(點數)	07011C(25)
檢體種類	Stool	檢驗方法	抹片直接觀察
採集容器	S-Y 可攪拌式糞便反應瓶	操作時間	每天
採檢體量	約 1 顆花生米大小	報告時間	1 小時
送檢時間	24 小時收件	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	<p>檢體不能污染到水、尿液或其他分泌物，尿液會破壞原蟲的滋養體。</p> <p>新解出仍為溫的軟或輕瀉至痢疾狀檢體最佳。</p> <p>檢體勿冷藏。</p>		
檢體保存	<p>(1) 液狀糞便檢體需馬上送檢。</p> <p>(2) 固體糞便若無法立即送至檢驗科，可置於 2-8°C 保存至隔天。</p>		
生物參考區間	Not found	可報告範圍	
臨床意義	<p>若有寄生蟲寄生，則可能有以下臨床症狀發生：</p> <p>(1) 腹痛 (如蛔蟲、鞭蟲)、貧血 (如美洲鈎蟲)。</p> <p>(2) 嗜酸性球增多 (如犬蛔蟲、旋毛蟲)。</p> <p>(3) 發燒 (如斑氏血絲蟲、瘧原蟲) 等。</p>		
備註			