

檢驗名稱	ASLO	中文名稱	抗鏈球菌溶血素 O 效價測定
檢驗代碼	aslo	健保編號(點數)	12004C(275)
檢體種類	Serum(血清 )	檢驗方法	Immunoturbidimetry
採集容器	含 Gel 紅試管	操作時間	每日
採檢體量	3 mL	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Adult : $\leq 200$ IU/mL ; Preschool Children : $\leq 100$ IU/mL ; School age Children : $\leq 250$ IU/mL 。		
臨床意義	感染一周後，ASO 抗體會開始上升，約在第五周會到達頂峰，並持續數月。陽性：抗體濃度需 $>500$ IU/ml，才有診斷上的意義。40-50% 喉部培養出 A 群溶血鏈球菌的病人血清中可偵測出此抗體。80-85% 的風溼熱病人可偵測出此抗體。急性腎絲球腎炎、猩紅熱也會導致 ASO 抗體的增加。急性扁桃腺炎、結節性紅斑的病例，ASO 亦會明顯升高。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：溶血勿送。		

修訂日期：2024.10.1