

檢驗名稱	Vancomycin	中文名稱	血中藥物濃度測定
檢驗代碼	van	健保編號(點數)	10531C(320)
檢體種類	Serum(血清)	檢驗方法	SIEMENS/ PETINIA
採集容器	含 Gel 紅頭管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	<p>Peak Therapeutic：輸注30 分鐘後；30-40 ug/mL。</p> <p>Trough Therapeutic：5-20 ug/mL，>10ug/mL可以避免抗藥性。</p> <p>若致病菌的MIC≤1ug/mL時，波谷濃度應>15ug/mL。</p> <p>複雜性的感染（MRSA），波谷濃度應維持在15-20ug/mL。</p>		
臨床意義	治療革蘭氏陽性菌感染的特效抗生素，常使用於嚴重的葡萄球菌感染及Clostridium 菌引起的偽膜性結腸炎。		
備註	<p>一、參考檢驗：AST，ALT、BUN、CRE。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：</p> <p>(1) 危險數據：Peak >60 ug/mL，Trough >15 ug/mL。</p>		

修訂日期：2024.10.1